

# Occlude a wider range of vessel sizes with a comprehensive embolization toolkit.

---




### Nester®

- プラチナ製
- プッシュャブル




### Tornado®

- プラチナ製
- プッシュャブル




### MReye®

- インコネル合金
- プッシュャブル




## Embolization Coil Portfolio



### Flipper® PDA

- インコネル合金
- デタッチャブル



### Hilal

- プラチナ製
- プッシュャブル

INCONEL® (インコネル) はSpecial Metals Corporation社の登録商標です。

# Contents

## プッシュャブルコイル

Tornado® Embolization Coil.....	2
Nester® Embolization Coil.....	3
MReye® Embolization Coil.....	4
Hilal Embolization Microcoil.....	5

## デタッチャブルコイル

Flipper® PDA Detachable Embolization Coil System.....	6
---	---

## コイルプッシャー

Coil Pusher .....	7
-------------------	---

## Tornado® Embolization Coil

Tornado 血管塞栓用コイルは、動静脈奇形をはじめ種々の血管病変や血管塞栓に使用します。

- ファイバ付き Tornado コイルは、テーパ状の血管や短い血管の閉塞に適しています。
- 0.018 inch タイプと 0.035 inch タイプのコイルそれぞれに、数多くのサイズを取り揃えています。
- コイルの長さは 0.018 inch タイプでは 2 ~ 14.2 cm、0.035 inch タイプでは 2.6 ~ 12.5 cm があります。
- 各コイルの大径は最小 3 mm、最大 10 mm です。
- 本コイルの形態により、より適したコイルの留置が可能になります。
- 柔軟なプラチナ素材により、デンスパッキングを可能にします。
- コイルには、先に小径が出るタイプと先に大径が出るタイプ (LEF) があります。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	推奨カテーテル 内径 inch	テーパらせん 形状時の 近位端の直径 mm	テーパらせん 形状時の 遠位端の直径 mm	引き伸ばし時の コイル全長 cm	
<b>.018 inch</b>						
G13102	MWCE-18S-3/2-TORNADO-081800	0.018	3	2	2	
G13103	MWCE-18S-4/2-TORNADO-081800		4		4	
G13104	MWCE-18S-5/2-TORNADO-081800		5		5	
G13105	MWCE-18S-6/2-TORNADO-081800		6		7	
G13209	MWCE-18S-8/4-TORNADO-081800		8	4	9.5	
G13206	MWCE-18S-10/4-TORNADO-081800		10		14.2	
G13106	MWCE-18S-2/3-TORNADO-LEF-081800		2		3	2
G13107	MWCE-18S-2/4-TORNADO-LEF-081800				4	4
G13108	MWCE-18S-2/5-TORNADO-LEF-081800				5	5
G13109	MWCE-18S-2/6-TORNADO-LEF-081800				6	7
<b>.035 inch</b>						
G13062	MWCE-35-3/4-TORNADO-LEF-HIRATA-061499	0.035	3	4	2.6	
G13063	MWCE-35-3/5-TORNADO-LEF-HIRATA-061499			5	4.1	
G13064	MWCE-35-3/6-TORNADO-LEF-HIRATA-061499			6	5.8	
G13066	MWCE-35-4/8-TORNADO-LEF-HIRATA-061499		4	8	8	
G13186	MWCE-35-5/10-TORNADO-LEF-HIRATA-061499		5	10	12.5	

販売名：クックエンボライゼーションコイル  
承認番号：15800BZY00720000

## Nester® Embolization Coil

Nester 血管塞栓用コイルは動静脈の塞栓に使用します。

- 柔軟なプラチナ製 Nester コイルには 0.018 inch タイプと 0.035 inch タイプがあります。
- サイズは長さ 14cm 及び 20cm、コイル直径 4 ~ 20 mm を取り揃えています。
- 柔軟なプラチナ製コイルは密な塞栓を可能にします。
- 本コイルは塞栓術のあらゆるシーンで幅広くご使用いただけます。
- エックス線透視下での視認が容易です。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	推奨カテーテル 内径 inch	引き伸ばし時の コイル全長 cm	らせん形状時の コイルの直径 mm	巻数 *
<b>.018 inch</b>					
G26988	MWCE-18-14-4-NESTER	0.018	14	4	11.1
G26989	MWCE-18-14-6-NESTER			6	7.4
G26990	MWCE-18-14-8-NESTER			8	5.6
<b>.035 inch</b>					
G23529	MWCE-35-20-8-NESTER	0.035	20	8	8
G23530	MWCE-35-20-10-NESTER			10	6.4
G23531	MWCE-35-20-12-NESTER			12	5.3
G23532	MWCE-35-20-14-NESTER			14	4.5
G23533	MWCE-35-20-16-NESTER			16	4.0
G52755	MWCE-35-20-18-NESTER			18	3.5
G52756	MWCE-35-20-20-NESTER			20	3.2

\* コイル全長とコイル直径から算出した値です。


販売名：クックエンボライゼーションコイル  
承認番号：15800BZY00720000

## MReye® Embolization Coil

MReye コイルは末梢動静脈の塞栓に使用します。

- MReye コイルは超合金インコネル製コイルで、プラチナ製コイルよりも高いラディアルフォースを備えています。
- MReye コイルは 0.035 inch タイプです。
- サイズは長さ 3 ~ 15 cm、コイル直径 3 ~ 15 mm のコイルを取り揃えています。
- インコネルの高いエックス線不透過性により、透視下での視認性に優れています。

INCONEL® (インコネル) はSpecial Metals Corporation社の登録商標です。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	推奨カテーテル 内径 inch	引き伸ばし時の コイル全長 cm	らせん形状時の コイルの直径 mm	巻数 *	
<b>.035 inch</b>						
G42409	IMWCE-35-3-4	0.035	3	4	2.4	
G42414	IMWCE-35-4-3		4	3	4.2	
G36405	IMWCE-35-5-5		5		5	3.2
G20291	IMWCE-35-5-6				6	2.7
G42423	IMWCE-35-5-8				8	2.0
G20035	IMWCE-35-10-10		10		10	3.2
G20825	IMWCE-35-10-12				12	2.7
G20055	IMWCE-35-15-15			15	15	3.2

\* コイル全長とコイル直径から算出した値です。

販売名：クックエンボライゼーションコイル  
承認番号：15800BZY00720000

## Hilal Embolization Microcoil

Hilal 血管塞栓用マイクロコイルは、動静脈の塞栓用にデザインされています。

- 本コイルはプラチナ製で、ストレート型とカール型があります。




グローバル 製品番号	カタログ 番号	推奨カテーテル 内径 inch	引き伸ばし時の コイル全長 cm	らせん形状時の コイルの直径 mm
<b>.018 inch ストレート型 (1 包 2 個入り)</b>				
G19693	MWCE-18S-0.5-0-HILAL	0.018	0.5	—
G19694	MWCE-18S-1.0-0-HILAL		1	
<b>.018 inch シングルカール型 (1 包 2 個入り)</b>				
G19695	MWCE-18S-1.0-3-HILAL	0.018	1	3
<b>.018 inch マルチカール型 (1 包 2 個入り)</b>				
G20332	MWCE-18S-2.0-2-HILAL	0.018	2	2

販売名：クックエンボライゼーションコイル  
承認番号：15800BZY00720000

## Flipper® PDA Detachable Embolization Coil System

Flipper PDA デタッチャブル血管塞栓用コイルシステムは、動脈管開存症 (PDA) の閉鎖に使用します。

- デタッチャブルコイルシステムは、特に正確な位置決めが求められる場合に、コントロール性の高いコイルのデリバリーを可能にします。
- 内径 0.041 inch 以上の 5.0 Fr カテーテルに適合します。
- Flipper デリバリーシステム (別売り) と併せてお使いください。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	推奨カテーテル 内径 inch	らせん形状時の コイルの直径 mm	引き伸ばし時の コイル全長* cm	巻数
G20231	IMWCE-3-PDA3	0.041	3	3	3
G20233	IMWCE-3-PDA5			5	5
G20234	IMWCE-5-PDA3		5	5	3
G20236	IMWCE-5-PDA5			8	5
G20615	IMWCE-6.5-PDA5		6.5	10	5

\* コイル直径と巻数から算出した値です。

Flipper® デリバリーシステム (コイルポジショナ)		推奨カテーテル 内径 inch	コイルデリバリー ワイヤの直径 inch	有効長 cm
G20026	TDS-110-PDA	0.041	0.035	110

販売名：クックエンボライゼーションコイル  
承認番号：15800BZY00720000

## Coil Pusher

コイルプッシャは、内径 0.018 ~ 0.025 inch のマイクロカテーテルを用いて 0.018 inch のマイクロコイルの留置に使用します。

- ステンレス製マンドリルは、摩擦を低減する PTFE コーティングと、先端部が長く柔軟なスプリングコイルが特長です。
- 遠位部のエックス線不透過性マーカにより、コイル挿入中の先端部の視認が容易に行えます。
- 平坦なワイヤ先端部は、より正確にコイルをプッシュできるようデザインされています。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	最小カテーテル内径 inch	全長 cm
<b>コイルプッシャ</b>			
G19633	CP-18-180	0.018	180

販売名：マイクロフェレット超選択的カテーテルセット  
承認番号：21100BZY00126000





製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
TEL : 0120-289-902  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

**Asia Pacific Customer Service**

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4461993000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 76693889, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktwn@cookmedical.com](mailto:cooktwn@cookmedical.com)  
Thailand: +66 21688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

