


**Establish a
nephrostomy tract
with precision and
ease.**



Ultraxx™

ネフrostミバルーンカテーテル瘻孔拡張セット

Ultraxx™

ネフロストミバルーンカテーテル瘻孔拡張セット


Ultraxx (ウルトラックス) ネフロストミバルーンカテーテルは、泌尿器の経皮的経路となる腎瘻またはその狭窄部位の筋膜、腎被膜、実質を拡張及び維持するために使用します。バルーンの定格破裂圧力は20 atm、バルーン拡張部分の有効長は15 cmです。

本製品はPTFE 製または透明ビニル製のシースのいずれかを選択することができます。



Features

ポートグリップ	操作性の向上をサポートします。
シースロック	シースをロックし所定の位置に保持することで、拡張中にシースが手技を妨げないようにします。
デュアルインフレーション／ デフレーションポート	バルーンを均一に拡張すること、また効率的にバルーンを収縮し、抜去しやすくすることを意図した設計です。
エックス線不透過性マーカ	エックス線透視下でのバルーンの位置決めをサポートします。
テーパ型チップ	挿入を容易にし、0.038 インチ (0.97 mm) ガイドワイヤに被せて使用することができます。
透明シース	腎盂鏡を使用した際に、シース越しに体内の様子を確認できます。



Ultraxx™

ネフrostミバルーンカテーテル瘻孔拡張セット

本品は、泌尿器の経皮的経路となる腎瘻またはその狭窄部位の筋膜、腎被膜、実質を拡張及び維持するために使用されます。

グローバル 製品番号	カタログ番号	バルーン 拡張径 mm	バルーン長 cm	シース素材
セット				
G46036	UNBS-6-15	6	15	PTFE
G46037	UNBS-6-15-CS	6	15	透明ビニル
G46024	UNBS-8-15	8	15	PTFE
G46038	UNBS-8-15-CS	8	15	透明ビニル
G30365	UNBS-10-15	10	15	PTFE
G30357	UNBS-10-15-CS	10	15	透明ビニル

販売名：ウルトラックスネフrostミバルーンカテーテルセット
認証番号：307AABZX00011000

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL：0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

