


Create a diversion




Available in
8.4 Fr
Set

バンダーダイバージョンステントセット

Sof-Flex[®]

Learn more.

より詳しい情報は弊社担当者
までご連絡ください。



バンダーダイバージョンステントセット


Sof-Flex[®]

本品は、長期的使用を目的として、腎う（盂）・尿管に挿入・留置してドレナージを行うために使用されます。ステントの最大留置期間は90日です。

本品は下記のセットにより構成されています。

尿管ステント（右尿管用（赤色）及び/又は左尿管用（青色））


注）カタログ番号025228-OEと025228のみ、尿管ステントは2本セットとなります。



ガイドワイヤ



アダプタ（カテーテルリテーナ、カテーテルコネクタ）



グローバル 製品番号	カタログ 番号	Fr	長さ cm
右オープンエンド			
G57580	025706-S1-JP	6.0	75
G57582	025707-S1-JP	7.0	70
左オープンエンド			
G57581	025806-S1-JP	6.0	75
G57583	025807-S1-JP	7.0	70
オープンエンド（2本入）			
G17185	025228-OE	8.4	75
右クローズドエンド			
G16187	025708	8.4	75
クローズドエンド（2本入）			
G16995	025228	8.4	75

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL：0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

