

Doctor choice, Patient Focus



PRODUCTS FOR
PERCUTANEOUS DRAINAGE

クックメディカルは患者さんのQOLの向上をテーマに、真摯な努力を日々重ね、豊富なドレナージ関連製品を提供しています。

- 様々な手技にお使いいただけるドレナージ製品やご希望に添えるようなアクセサリを取り揃えております。
- 患者さんの快適性を考慮したUltrathane®、より容易な挿入を可能にする親水性コーティング、より正確な留置をサポートするエックス線不透過性、多彩なロックングメカニズムなどのテクノロジーを生かした製品ラインナップとなっております。

Be sure you have the right drainage catheter for each procedure, including your most challenging and complex cases. The choice is yours.

目次


Neff アクセスセット	3
マック-ロックウルトラサンドーソンミュラードレナージカテーテル Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter	4
COOKTongInドレナージカテーテル Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter - Modified	5
マック-ロックウルトラサンドーソンミュラードレナージセット Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter Set	6
マック-ロック ウルトラサン マルチパーパスドレナージセット Mac-Loc Ultrathane Multipurpose Drainage Set	7
1ステップドレナージセット Multipurpose Pigtail Drainage Catheter Needle Set	8
ウルトラサンRING-McLEANPTCD膿瘍ドレナージセット Ring-McLean Sump Drainage Set – Straight	9
マック-ロック胆管ドレナージカテーテル Biliary Drainage Catheter	10
COOK® JCD ダイレータ / COOK® JCD COONSダイレータ	11
COOK® JCDS HC ダイレータ	12



Neffアクセスセット


- 2ステップ方式で、インターベンショナルラジオロジー手技における0.038 inch径ガイドワイヤの配置を容易にします。
- エックス線不透過性マーカを備えたイントロデューサセットは、シースの先端の位置を確認しやすく、正確な配置に役立ちます。
- 0.018 inch径ガイドワイヤをシースに挿入したまま、0.038 inch径ガイドワイヤを挿入することができます。
- 親水性コーティングを施したイントロデューサセットは、挿入中の摩擦抵抗を軽減します。
- EchoTip®が備わっている穿刺針では、超音波診断装置での視認性が高まります。

構成品



グローバル 製品番号	カタログ番号	シース 内径/外径 Fr	穿刺針 ゲージ/長 G/cm	穿刺針
G04267	NPAS-100	4/7	22/15	チバニードル
G10797	NPAS-105-RH-NT-U	4/6	22/20	チバニードルEchoTip®


NPAS-100はステンレス製ガイドワイヤを採用
NPAS-105-RH-NT-Uはナイチノール製ガイドワイヤを採用。シースは親水性コーティング加工・エックス線不透過性マーカ付
販売名：COOKアクセスセット
認証番号：302AABZX00031000



マック-ロックウルトラサン
ドーソンミュラードレナージカテーテル
Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter

- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。(直接穿刺法、セルジンガー法に対応)
- Mac-Loc®ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定することができます。
- ピッグテイル形状に固定された先端部は、カテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。

構成品



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G11018	ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC*	5	25	5	.018
G13768	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-WF-HC	7			.035
G13766	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	8.5			.038
G13765	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	10.2			
G13764	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	12			


*受注生産（非在庫）品目です。納期については弊社営業担当にご確認ください。
販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



COOKTongInドレナージカテーテル
Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter
– Modified

- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- Mac-Loc®ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定することができます。
- ピッグテイル形状に固定された先端部は、カテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- セルジンガー法に特化し、ステンレススチール製カニューラ（オブチュレータ付）を付属します。

構成品



セットにはカテーテル固定具が含まれています。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G12876	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-TONG-050399*	7	25	5	.035
G12384	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399*	8.5			.038
G12385	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399*	10.2			
G12638	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399*	12			
G12667	ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399*	14			

*受注生産（非在庫）品目です。納期については弊社営業担当にご確認ください。
販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000




マック-ロックウルトラサン
ドーソンミュラードレナージセット

Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter Set

- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定することができます。
- ピッグテイル形状に固定された先端部は、カテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。
- 0.035 inchガイドワイヤ、カテーテル径に対応したサイズのダイレータが同梱されたセットです。

構成品



グローバル製品番号	カタログ番号	カテーテル径 Fr	カテーテル有効長 cm	カテーテル側孔数	ダイレータ径 Fr	ダイレータ長 cm	ガイドワイヤ径/長 inch/cm
G27298	CLDM-8.5-MH	8.5	25	5	8.5	20	.035/100
G30027	CLDM-10.2-MH	10.2			10		
G30028	CLDM-12.0-MH	12			12		

販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000




マック-ロック ウルトラサン
マルチパーパスドレナージセット

Mac-Loc Ultrathane Multipurpose Drainage Set

- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。(直接穿刺法、セルジンガー法に対応)
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定しカテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- ピッグテイル形状には楕円形の側孔が6つあり、ループ近位部のエックス線不透過性バンドにより、挿入時にループの位置を確認できます。
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。

構成品



セットにはカテーテル固定具が含まれています。

グローバル製品番号	カタログ番号	カテーテル径 Fr	カテーテル有効長 cm	カテーテル側孔数	適合ガイドワイヤ径 inch
G09765	ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH	8.5	45	6	0.038
G09766	ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH	10.2	45	6	0.038
G09767	ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH	12.0	45	6	0.038
G09504	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	14.0	25	6	0.038


販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



1ステップドレナージセット
Multipurpose Pigtail Drainage Catheter Needle Set

- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- カテーテル素材はポリウレタンを使用しています。
- カテーテル先端はピッグテイルのループ内に収まる構造です。

構成品



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G04111	DUAN-7.0-18-25.0-PIG	7	25	4	.038


販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



ウルトラサンRING-McLEAN
PTCD膿瘍ドレナージセット
Ring-McLean Sump Drainage Set - Straight

- 膿瘍ドレナージ用カテーテルです。
- ダブルルーメン構造で、スモールルーメンから生理食塩水をフラッシュできます。
- セルジンガー法、直接穿刺法に対応します。
- カテーテル素材はUltrathane®を使用しています。

構成品



セットにはカテーテル固定具が含まれています。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	ガイドワイヤ 径/長 inch/cm
G07505	RMSU-12-30	12	30	13	.038/100
G07504	RMSU-16-30	16			

販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



マック-ロック胆管ドレナージカテーテル
Biliary Drainage Catheter


- 胆管ドレナージ、腎瘻ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、先端部のループを固定することができます。
- カテーテル素材はUltrathane®を使用しています。
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。



COOK® JCD ダイレータ /
COOK® JCD COONSダイレータ

- 本品は、カテーテル等の挿入又は操作のために血管又は組織を拡張するために用います。
- COONS型ダイレータの先端は、スタンダード型より長いテーパー形状です。

構成




セットにはカテーテル固定具が含まれています。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G09497	ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH	8.5	40	32	.038
G09498	ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH	10.2			
G09499	ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH	12			

販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ダイレータ 径 Fr	ダイレータ 有効長 cm	適合 ガイドワイヤ 径 inch
スタンダード型ダイレータ				
G00972	JCD5.0-35-20	5	20	.035
G00983	JCD5.0-38-20			.038
G00868	JCD6.0-35-20	6		.035
G00937	JCD6.0-38-20			.038
G00892	JCD7.0-35-20	7		.035
G00973	JCD7.0-38-20			.038
G00980	JCD8.0-38-20	8		.038
G00992	JCD9.0-38-20	9		
G00993	JCD10.0-38-20	10		
G00994	JCD11.0-38-20	11		
G00995	JCD12.0-38-20	12		
G00996	JCD14.0-38-20	14		
G01212	JCD16.0-38-20	16		
COONS 型ダイレータ				
G04115	JCD7.0-38-20-COONS	7	20	.038
G03927	JCD8.0-38-20-COONS	8		
G04568	JCD9.0-38-20-COONS	9		
G03928	JCD10.0-38-20-COONS	10		
G03929	JCD12.0-38-20-COONS	12		
G03932	JCD14.0-38-20-COONS	14		
G03947	JCD16.0-38-20-COONS	16		
G04051	JCD18.0-38-20-COONS	18		
G04264	JCD20.0-38-20-COONS	20		

販売名：COOK JCDダイレータ
認証番号：301AABZX00060000



COOK® JCDS HC ダイレータ

- 0.035 inchワイヤ対応です。
- オーバーザワイヤ構造のダイレータです。
- 本セットは14～26 Frまでのサイズをカバーします。
- 親水性コーティングによって、挿入中の摩擦抵抗を低減します。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	適合 ガイドワイヤ inch	ダイレータ 径 Fr	ダイレータ 有効長 cm	親水性 コーティング長 cm	先端 テーパ長 cm
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	0.035	20, 24	30	15	7
G52833	JCDS-14-EDS-HC*	0.035	14	45	25	6
G52834	JCDS-1618-EDS-HC*	0.035	16, 18	45	25	7
G52835	JCDS-2022-EDS-HC*	0.035	20, 22	45	25	7
G52836	JCDS-2426-EDS-HC*	0.035	24, 26	45	25	7

*受注生産（非在庫）品目です。納期については弊社営業担当にご確認ください。

販売名：COOK JCDダイレータ

認証番号：301AABZX00060000

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL：0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

