




本品は、トイボーストサイドアームアダプタ付きガイディングシース（以下、「ガイディングシース」という。）及びダイレータから構成されるセットである。

ガイディングシースの先端がストレートのFLEXOR SHUTTLE ガイディングシースセットとカーブしているFLEXOR ANSEL ガイディングシースセットの2種類がある。

シースサイズ早見表



ANSEL先端形状



グローバル 製品番号	カタログ番号	サイズ Fr	内径 inch / mm	適合ガイドワイヤ径 inch	有効長 cm	親水性コーティング長 cm	
						ガイディングシース	ダイレクタ
Flexor® Shuttle® Guiding Sheath							
G48190	KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4	0.0595 / 1.51	0.018 / 0.035	90	25	8
G48193	KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC				110		
G48194	KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC	5	0.074 / 1.88	0.018 / 0.038	110		
G30009	KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5	0.074 / 1.88	0.018 / 0.038	90	25	8
G13539	KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC	6	0.087 / 2.21	0.038	80		
G13264	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC				90		
G13338	KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7	0.100 / 2.54		80		
G12835	KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC				90		
G12836	KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC	8	0.113 / 2.87		90		
Flexor® Ansel® Guiding Sheath							
G29995	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	5	0.074 / 1.88	0.018 / 0.038	55	30	6
G30120	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						
G29996	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	6	0.087 / 2.21	0.038			
G29997	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						
G29998	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC						
G29999	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	7	0.100 / 2.54				
G30000	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL : 0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

