



C-Flex®ダブルピッグテイルステントセット


Smaller Sized

腎盂尿管移行部から膀胱までのドレナージに使用します。尿管ステントは小児用としても使用できます。

注意：定期的な観察を推奨します。ステントは6ヶ月を超えて留置しないでください。

本セット内容

- ・ステント
- ・オープンエンド尿管カテーテル (4 Fr/70 cm)
- ・ステントポジショナ (3.7 Fr/50 cm)
- ・ガイドワイヤ (0.025 inch/145 cm)



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm
G14794	036308	3.7	8
G14637	036310	3.7	10
G14834	036312	3.7	12
G14700	036314	3.7	14
G14787	036316	3.7	16
G14799	036318	3.7	18
G14639	036320	3.7	20
G14897	036322	3.7	22

販売名：COOK 尿管ステントセット

承認番号：30700BZX00132000

保険算定区分：Ⅱ035尿管ステントセット(Ⅰ)一般型①標準型

「C-Flex」は、サンゴバン・パフォーマンス・プラスチックス社の登録商標です。



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL: 0120-289-902
cookmedical.co.jp